

DICTUS INDOOR

An aid for people with Foot Drop
Art. No. DS-03; Dictus Indoor

Dear Customer,

Thank you for your purchase of the Dictus Indoor (DS-03) orthopedic aid. We hope that it will perform to your satisfaction. To avoid unnecessary problems and trouble, please read the instructions below carefully before using the orthopedic aid.

If any part of your Dictus Indoor (DS-03) should require servicing, please contact your retailer.

INSTRUCTION

Use

The Dictus Band (DS-02) is an orthopedic aid, mainly intended for people suffering from Foot Drop. The active part is a latex elastic band, which lifts the front of the foot in an upward position.

The Dictus Indoor (DS-03) is a complement to and is used in conjunction with Dictus Band (DS-02). Dictus Indoor (DS-03) provides support when the user is moving about indoors or without shoes.

Parts

Dictus Indoor (DS-03)

- Foot strap consisting of a leather band with adjustment straps and mounting hooks.

Mounting

The foot strap is placed on top of the user's sock or stocking (not directly on skin).

The opening and tightening function is managed with two hook and loop straps. The latex elastic band is tied to the D ring on the Dictus Band (DS-02) then connected to the plastic hooks on the top of the Dictus Indoor (DS-03).

Precautions and Care Advice

Before and during use of the Dictus Indoor (DS-03), always be sure that the foot strap is correctly positioned and that the hook and loop fasteners and plastic hooks are in good condition.

The Dictus Indoor (DS-03) foot strap must be cleaned regularly with a damp cloth. No detergent is to be used.



DICTUS INDOOR

Un aparato ortopédico para las personas con pie equino
Art. No. DS-03; Dictus Indoor

Estimado cliente,

Gracias por adquirir el aparato ortopédico Dictus Indoor (DS-03). Esperamos que le funcione de manera satisfactoria. Con el fin de evitar problemas y molestias innecesarias le pedimos que lea atentamente las siguientes instrucciones antes de usar este aparato ortopédico.

Si por alguna razón el aparato o parte de su Dictus Indoor (DS-03) necesitara reparación o mantenimiento póngase en contacto con su revendedor.

INSTRUCCIÓN

Uso

El Dictus Band (DS-02) es un aparato ortopédico, principalmente concebido para aquellos que sufren el padecimiento conocido como pie equino. La parte activa es una banda elástica de látex, que levanta la parte delantera del pie y la coloca en posición vertical.

El Dictus Indoor (DS-03) es un complemento y se usa junto con el Dictus Band (DS-02). El Dictus Indoor (DS-03) proporciona apoyo cuando el usuario camina en espacios interiores o sin calzados.

Partes componentes

Dictus Indoor (DS-03)

- Una correa de pie compuesta de una banda de cuero con correas de ajuste y ganchos de montaje.

Montaje

La correa de pie se coloca en la parte superior del calcetín o media (no directamente sobre la piel) del usuario.

La función de apertura y ajuste se realiza con dos correas de cierre rápido. La banda elástica de látex, se ata al anillo con forma de D sobre del Dictus Band (DS-02), luego, se conecta a los ganchos de plástico en la parte superior del Dictus Indoor (DS-03).

Precauciones y recomendaciones de mantenimiento

Antes y durante el uso del Dictus Indoor (DS-03) el usuario debe verificar que la correa del pie esté colocada en la posición correcta y que los sujetadores de cierre rápido y los ganchos de plástico estén en buenas condiciones.

La correa del Dictus Indoor (DS-03) sólo debe limpiarse con un paño húmedo. No se debe utilizar ningún otro tipo de limpiador.

WARNING!

There is a risk of falling if the latex elastic band or any other part breaks or comes loose, causing the foot to no longer stay in an upward position.

¡ADVERTENCIA!

Existe riesgo de caída en el caso de que la banda elástica de látex se rompa ó se afloje y haga que el pie pierda su posición inclinada hacia arriba.

Warranty

The Dictus Indoor (DS-03) comes with a 1 (one) year warranty by Erimed International KB. The warranty is granted only if the user has followed the instructions and care advice and not exposed the Dictus Indoor to exceptional strain.

Garantía

El Dictus Indoor (DS-03) viene con 1 (un) año de garantía proporcionada por Erimed International KB. La garantía se otorga siempre y cuando el usuario haya seguido las instrucciones y recomendaciones de mantenimiento aquí incluidas y no haya expuesto el Dictus Indoor a una tensión excesiva.

PLEASE OBSERVE

The Dictus Indoor package includes small parts which should be kept away from small children.

This product is not a toy.

Dictus Indoor must not be used for purposes other than those described in this product's operation instructions.

TENGA EN CUENTA

El paquete con el Dictus Indoor incluye componentes pequeños que se deben mantener alejados de los niños.

Este producto no es un juguete.

Este producto no debe ser utilizado con otro propósito que no sea el especificado en las instrucciones aquí incluidas.

Notes
